

ZeroG

Hoitotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti **pitkäkestoisiin hoitoihin**
- Pehmeys ja mahdollisuus nollapainovoima-asentoon tekevät tuolista **erittäin mukavan**
- Makuupinta tukee kehoa koko alueelta, sekä ehkäisee kuumuutta ja hikoilua
- Yksinkertaiset säädöt mahdollistavat potilaalle omatoimisen käytön
- **Tasainen ja saumaton verhoilu** on helppo puhdistaa, ja kestää: verta, virtsaa, öljyä, rasvaa ja desinfiointiaineita

Tuotekoodit

Vakiokorkuinen: TCZ-EX

Korkeussäädettävä: TCZ-LUX



*Kuvan hoitotuoli lisävarusteilla

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

CE-hyväksytty lääkinnällinen laite	Kyllä.
Takuu	3 vuoden suorituskyvyllä, rakenteelle ja sähkökomponenteille. 12 kuukauden takuu verhoilulle.
Kosteuden- ja eritteiden kestävät pinnat	Kyllä.
Helppo puhdistettava, kestää desinfiointiaineita	Kyllä.
Pyörät	Keskuslukittavat, Ø 100 mm
Törmäyssuojat	Kyllä.
Käsiohjain	Kyllä.
Sähköiset säädöt	Kyllä.
Patja ja verhoilu	Patjan paksuus 14 cm. Verhoilu ohutta ja kestävästä PU-materiaalia. Kestää: verta, virtsaa, öljyä, rasvaa ja desinfiointiaineita.
Trendelenburgin-asento	Kyllä
Turvallinen työkuorma (SWL)	250 kg

Mitat


Saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

1. **Vakiokorkuinen**, tuotekoodi: TCZ-EX

Tuolin korkeus patjalla 61 cm, ilman patjaa 47 cm

2. **Korkeussäädettävä**, tuotekoodi: TCZ-LUX

Tuolin korkeus patjalla 61–86 cm, ilman patjaa 47–72 cm



Varusteet

***Vakiovarusteisiin kuuluu sähköinen korkeudensäätö, keskuslukittavat pyörät sekä työntökahvat.**

Lisävarusteet ja tuotekoodit:

Paperirullateline – NZP1-Z

Säädettävä jalkatuki – FR-Z

Jalkatuen pehmuste – BZN1-Z

Infuusiotelineen pidike, vasen – SIFH1-Z-L

Infuusiotelineen pidike, oikea – SIFH1-Z-R

Infuusioteline – SIF1-Z

Kiinnityskisko istuinsaan (pari) – LE1-Z

Käsinojen sivusuojat (pari) – HRP-Z

PVC-suoja jalkaosaan – PVC1-Z

PVC-suoja jalkaosaan jalkatuella – PVC1-FR-Z

PVC-suoja käsinojaan – PVC3-Z

Antistaattiset keskuslukittavat pyörät Ø 100 mm – AC1-CK-Z

Suuret antistaattiset keskuslukittavat pyörät Ø 125 mm – AC2-CK-Z

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu pehmustus, tummansininen – HPU-Z

Potentiaalintasauksen liitin – PPEQ

Akkuvarmennus – BB-Z

Verhoilun värit



231 Vaalea



132 vaaleansininen



133 tummansininen