

Instrumenttipöytä K-4

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu käytettäväksi aseptisesti vaativassa tilassa (leikkaussalit, steriilivarastot)

- Kokonaismitat: 1100 x 600 x 850–1200 mm korkeus
- Syvennetty pöytätaaso (kohoreuna)
- Manuaalinen korkeudensäätö vivun avulla välillä 850–1200 mm
- Neljä pyörää, joista kahdessa jarrut, läpimitta 100 mm
- Työtason kokonaismitat 1100 x 600 mm

Tuotenumero E-03KO

