

ZeroG

Hoitotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti päiväsairaalaan
- Monipuoliset säädöt, katso sivu 3
- CE-merkitty lääkinällinen laite
- Antibakteerinen ja vettä läpäisevä verhoilu, joka kestää jatkuvaa puhdistusta, sekä desinfiointia
- Verhoilu palosuojattu



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

1. Selkänojan ja jalkaosan **synkronoidut säädöt**. Tuotekoodi: **Zero G Uno**
2. Selkänojan ja jalkaosan **toisistaan riippumattomat säädöt**. Tuotekoodi: **Zero G Duo**

CE-hyväksytty lääkinällinen laite	Kyllä.
Takuu	2 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
Kosteudenkestävät pinnat	Kyllä.
Helppo puhdistettava, kestää desinfiointiaineita	Kyllä.
Pyörät	4 x Ø 100 mm, josta 2 yksittäin lukittavaa tai 4 x Ø 125 mm, josta 2 keskuslukittavaa
Runko	Metallirunko, jossa epoksinnoite
Liikkuvat osat	Sinkittyä ja/tai ruostumatonta terästä
Virtsapussikoukut	Molemmin puolin
Työntökahva	Kyllä
Maksimi turvallinen kuormitus (SWL)	175 kg

Mitat

Ulkomitat	1190 × 680 × 770 mm
Selkänojan korkeus	730 mm
Istuinkorkeus	490 mm*
Istuimen leveys	515 mm
Selkänojan enimmäiskulma	130°
Jalkaosan enimmäiskulma	165°
Synkronointisuhde, istuin/selkänoja	2/5
Max. turvallinen kuormitus (SWL)	175 kg
Tuolin paino	32 kg*
Selkänojan kaasujousi	800 N
Jalkaosan kaasujousi	200 N**

* Ø100 mm pyörillä

* Zero G duo

Lisävarusteet

Infuusioteline – 590.001

Happipulloteline – 590.530

Verinäytteenottotuki – AB590.100

Ruokailu-/toimintapöytä – AT590.100

Asennot



Nollapainovoima-asento

Selkänojan, istuinosan ja jalkaosan kallistusta voidaan säätää siten, että saavutetaan kehon rentoutumista tukeva asento.



Nollapainovoima-asento

Itsenäisesti säädettävä ja kallistettava jalkaosa lisää erityisesti alaraajojen liikuntarajoitteista kärsivien potilaiden mukavuutta.



Kuljetusasento

Käsinojat voidaan nostaa ja teleskooppinen, liukumattomalla pinnalla varustettu jalkatuki voidaan liu'uttaa sisään. Tämä mahdollistaa potilaan mukavan ja esteettömän kuljettamisen.



Potilaan siirtyminen istuimelle

Säädettävät kallistuvat osat ja yksittäin alas taitettavat käsinojat helpottavat potilaan turvallista siirtymistä tuoliin ja pois tuolista.

Verhoilun värit



Grey



Lead



Cyan



Atoll



Eucalyptus



Natural



Yellow



Citrus



Incarnadine