

Special Ultrasound

Sydämen ultraäänitutkimuspöytä



Tärkeimmät ominaisuudet

- Alaslaskettava aukko sydämen ultraäänitutkimusta varten
- Sähköstaitoinen korkeuden- ja selkäosan säätö
- Keskuslukittavat pyörät
- Paperirullateline
- Sivulaidat
- Runkorakenne mahdollistaa pääsyn lähelle potilasta toimenpiteen aikana
- Laadukas keinonahkaverhoilu, kestää puhdistuksen 75 % alkoholilla

Tuotekoodi: 4-676

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Korkeus	470–970 mm
Leveys	700 mm
Pituus	2230 mm
CE-merkitty MDR (EU) 2017/745-asetuksen mukaisesti	Kyllä
PVC-vapaa verhoilu, joka täyttää standardit ISO 10993-10: 2014	Kyllä
Verhoilu palonkestävää standardien EN1021-1 ja EN1021 mukaisesti	Kyllä
Paperirullateline	Kyllä
Liikkuu suoraan ylös ja alas	Kyllä
Korkeudensäätö	Sähköinen
Selkäosansäätö	Sähköinen
Trendelenburgin-asento	Kyllä
Maksimikuormitus	225 kg



Verhoilun väri vaihtoehdot



Salvia



Tumma sammal



Koivu



Atolli



Marsala



Merlot



Savu



Musta



Kuninkaallinen



Kivensininen



Betoni



Kerma



Antrasiitti



Ruoko