

Sähkösäätöinen yleistutkimuspöytä

Laadukas yleistutkimuspöytä. Kaikki tarpeellinen perustutkimusten tekemiseen.

CE-hyväksytty
lääkinnällinen laite

Toimitetaan
käyttövalmiina

Takuu
24 kk

Perusversio

Tuotekoodi: 4-911



MD

Pääasiassa samassa huoneessa käytettäväksi.

- Sähköinen korkeudensäätö jalkapolkimella
- Kaasujousiavusteinen selkäosan säätö
- Neljä erikseen lukittavaa pyörää
- Maksimikuormitus 200 kg

Premium

Tuotekoodi: 4-915



MD

Kun pöytää siirretään usein ja pyörien nopea hallinta on tärkeää.

- Sähköinen korkeuden- ja selkäosan säätö
- Keskuslukitus: jarru, vapautus ja suuntalukitus
- 125 mm pyörät ja suuntapyörät
- Maksimikuormitus 200 kg

Suunniteltu sujuvaan tutkimustyöhön

Erittäin matala ala-asento helpottaa potilaan siirtymistä pöydälle ja siitä pois. Pöytä liikkuu suoraan ylös ja alas, ja siinä on Trendelenburg-asento.

Verhoilu kestää toistuvaa puhdistusta ja desinfiointia. Valittavana on 14 verhoiluväriä.

Tekniset tiedot

Korkeus	450-950 mm
Makuutason leveys	700 mm
Pituus	2000 mm
Maksimikuormitus	200 kg
Selkäosan säätö	Kaasujousiavusteinen (perusversio)
Nostoliike	Suoraan ylös ja alas
Paperirullateline	Kyllä
Suojalista	Kyllä
Paino (perusversio)	72 kg
CE-merkintä	MDR (EU) 2017/745
Valmistaja	Oscar Medtec AB
Takuu	24 kk

Yhteiset lisävarusteet

Makuutason leveys 800 mm

Tuotekoodi: 4-625

Hengitysaukko

Tuotekoodi: 4-657

Sivukaiteet (pari)

Tuotekoodi: 4-661 (perusversio)

Tuotekoodi: 4-663 (Premium)

Säilytyskori

Tuotekoodi: 4-674

Antistaattiset pyörät

Paperirullateline

Käsiohjain

Puhdistus ja verhoilu

Verhoilu voidaan puhdistaa 75-prosenttisella alkoholiliuoksella ilman jälkipesua vedellä.

PVC-vapaa verhoilu täyttää standardin ISO 10993-10: 2014 vaatimukset. Palosuojattu standardien EN1021-1 ja EN1021-2 mukaisesti.

Verhoilun väri



Smoke



Sage



Royal



Merlot



Marsala



Cream



Concrete



Black



Birch



Atoll



Anthracite



Dark moss



Stone Blue



Reed

Pyydä tarjous ja kysy lisää

info@medihealth.fi | 050 3417 963 | ark. 8-16

[Katso tuotteen tiedot ja pyydä tarjous verkossa](#)