

Potilassermi, kangas

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

CE-hyväksytty ja MDR-vaatimukset täyttävä potilassermi

- Yleisin perusterveydenhuollossa käytetty malli
- Helposti puhdistettava polyesterikangas vedenpitävällä pinnoitteella
- Alumiinirunko ja teräsjalusta
- Kolme pyörää, joista kaksi lukittavissa

Mitat

Leveys 1000 mm

Kokonaiskorkeus 1703 mm

Jalustan poikkileveys 450 mm

Mittoja voidaan muuttaa pyynnöstä

Tuotekoodi:

PJ1-01

