



VITAL Hoitotarvikevaunut

Markkinoiden paras – liikuteltavuus,
muunneltavuus ja käyttäjättyytyväisyys

Tärkeimmät ominaisuudet

- Erittäin tyytyväiset käyttäjät – perustuu tuotteen laatuun ja räätälöintiin
- Laadukas teräksinen rakenne – kestää käyttöä, ei herkästi rikkoutuvia muoviosia
- Laadukkaat ja isot Tenten pyörät – paras ja hiljaisin liikuteltavuus
- Muunneltavuus – osasto- ja käyttäjäkohtaisesti, ilmainen suunnittelupalvelu
- Kuulalaakeroidut laatikostot – pehmeät ja äänettömät
- Moderni ja tyylikäs ilme – sopii tämän päivän hoitotyöhön

Miksi MediHealth?

100 % tyytyväisyystakuu. Vaunu suunnitellaan osasto- ja käyttäjäkohtaisesti. Käymme yhdessä läpi mitä vaunulta vaaditaan, ja suunnittelijamme mallintavat uudet vaunut. Esittelemme kuvat uusista vaunuista ennen tilausta ja teemme vielä tarvittavat muutokset. Lisävarusteet hinnaston tai sopimuksen mukaan, muut muutokset ja suunnittelupalvelu on ilmainen.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Vetolaatikat	8 vetolaatikkoa irrallisille ISO koreille/laatikoille. Laatikon koko 600x400 mm, etulevyjen korkeus 4x125 mm, 4x250 mm
Runko	Alumiiniprofiilirunko, teräksinen kansi ja pohjalevy. Hiljainen. Seinät varustettu äänieristetyllä, ei absorboivalla materiaalilla.
Liukukiskot	Teleskooppiset ja kuulalaakeroidut. Aukeaa täysin auki, pysyy kiinni liikuteltaessa. Pehmeä sulkeutumismekanismi, lähes äänetön.
Pyörät	Erittäin laadukkaat Tenten koteloidut kaksoispyörät. 2 pyörää lukittavissa ja kaksi antistaattista pyörää. Kulkee suoraan, hiljaisesti ja tasaistesti ilman mutkittelua.
Muunneltavuus	Kyllä, vaunusta voidaan muokata jokaiseen käyttötarkoitukseen soveltuva. Tämä pitää sisällään paitsi lisävarusteet, myös esimerkiksi rakenteelliset muutokset.
Törmäyssuojat	Kyllä.
Lisävarusteiden portaaton korkeus – ja sivuttaissäätö	Kyllä.
Lisävarusteiden paikka valittavissa	Kyllä.
Aseptiset ja likaa hylkivät materiaalit	Kyllä.
Laatikon lukitus	Kyllä, joko yksittäin tai kaikki.
Lisävarustekiskot	Standardimalli. Voidaan kiinnittää myös muiden valmistajien lisävarusteita.
Lisävarusteet	Erittäin laadukkaat, pääasiassa teräksiset. Markkinoiden laajin valikoima.
Värivaihtoehdot	Kaikki mahdollisia.
Mitat (ilman lisävarusteita ja törmäyssuojia)	917x700x1032 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus).
CE-merkitty	Kyllä.
Takuu	24kk.
Takuuajan jälkeinen huolto ja tuki	Kyllä.

Lisävarusteet (1/2)

Teline

Kannettavalle tietokoneelle / taulutietokoneelle. Asennus jokaiseen kulmaan mahdollinen.



Infuusioteline

Korkeussäädöllä, asennus jokaiseen kulmaan mahdollinen.

Ylähylly/taso

Korkeussäädöllä.

Lokerikon pystykiskot

Lokerikon korkeus/sivuttaissäätö mahdollinen.

Työntökahva

Korkeussäätö, käteisyys valittavissa.

Koukku

Useita malleja valittavissa, voidaan kiinnittää eri kohtiin.

Käsihuhdepuloteline

Useita malleja

Happipuloteline


Useita malleja valittavissa.

Lisävarustekiskot

Lisävarusteen korkeus- ja sivuttaissäätö mahdollinen.

Viiltojäteastiateline, tarvittaessa astia

Telineestä kaikki mallit, sopii kaikenlaisille astioille. Kallistus säädettävissä.



Lisävarusteet (2/2)


Lokerikko

Määrä ja koot valittavissa.



ISO-KORIT/ LAATIKOT/ JAKO-OSAT

Useita malleja valittavissa.



Sivutyötaso

Sisään työnnettävä, turvallinen työkuorma 12 kg.

Kertakäyttökäsinepakketin-teline

Kolmelle laatikolle. Useita malleja valittavissa.

Jäteastia

15 litraa. Useita malleja valittavissa.

Jätepussiteline

Useita malleja valittavissa.

Laatikon lukitus

Oletuksena ylälaatikko, voidaan lukita mikä tahansa laatikko tai kaikki.



Väripaletti

Perusväripaletti teräkselle, alumiinille ja kalusteiden osille

Myös muut värit saatavilla ilman lisäkustannuksia

					
RAL9003 white	RAL9001 creamy	RAL1013 pearl	RAL1015 beige	RAL1018 yellow	
					
RAL3015 bright pink	RAL4003 intense pink	RAL3000 red	RAL1034 peach-coloured	RAL2008 orange	
					
RAL5021 marine	RAL6033 celadon	RAL6027 light green	RAL6019 bright green	RAL6018 green	
					
RAL5012 blue	RAL5017 dark blue	RAL5002 navy blue	RAL9006 aluminum	RAL7035 gray	RAL9005 black



Yhteys

Projektipäällikkö

Joona Virpi
joona.virpi@medihealth.fi
044 2382 832

Asiakaspalvelu

info@medihealth.fi
tilaukset@medihealth.fi

Yhteystiedot

MediHealth Oy
Haaransuontie 10
90240 Oulu