

Perla

HOITOTARVIKEVAUNU

Kompakti mutta erittäin tilava hoitotarvikevaunu sairaala- ja hoitoympäristöihin. Vaunu soveltuu erinomaisesti päivittäiseen käyttöön osastoille, vastaanotoille ja hoitotiloihin, joissa tarvitaan käytännöllinen ja helposti muokattava säilytysratkaisu.

- ✓ Erittäin tilava
- ✓ Saatavissa erikokoisilla laatikoilla
- ✓ Toimitetaan käyttövalmiina



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kiskot	ISO-standardin mukaiset kiskot laatikoita varten
Laatikot	Laatikkojen korkeudet valittavissa 76, 156, 256 ja 316 mm Pohja-ala 600×400 mm
Runko	Alumiinia, kevyt ja kestävä
Työtaso	ABS-muovia, kolmella sivulla korotetut reunat 35 mm Etupuolessa matala putoamisen estävä reuna, korkeus 10 mm Työtason hyötypinta-ala 665 x 490 mm
Törmäyssuojat	Kyllä
Pyörät	Neljä kääntyvää pyörää, kahdessa jarrut
Lisävarusteet	Mahdollisuus kiinnittää useita eri lisävarusteita - Lisävarustekiskot - Ylälokerikko - Kertakäyttöhanskapaketinteline Myös muut lisävarusteet mahdollisia, kysy lisää niin suunnit- lemme sinulle sopivan vaunun ilman lisäkustannuksia.
Mitat	Kokonaismitat: 747 x 570 x 946 mm (leveys x syvyys x korkeus) / työtason korkeus 910 mm / suurin kokonaiskuormitus 300 kg
Takuu	24 kk
Takuun jälkeinen huolto- ja tuki	Kyllä, Medihealthilla oma huolto