

Foza Multi

Hoitotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti **pitkäkestoisiin hoitoihin**
- CE-hyväksytty lääkinällinen laite MDR-asetuksen mukaisesti
- Sähköstääöinen selkä-, istuin-, ja jalkaosa, sekä korkeudensääö
- Yksinkertaiset ja monipuoliset sääöt
- **Tasainen ja saumaton verhoilu**, joka kestää toistuvaa puhdistusta ja desinfiointia

Saatavilla kaksi vaihtoehtoa:

1. Suurin sallittu kuorma 180 kg,
tuotekoodi: Foza Multi 180 kg
2. Suurin sallittu kuorma 225 kg,
tuotekoodi: Foza Multi 225 kg



*Kuvan hoitotuoli lisävarusteilla

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

CE-hyväksytty lääkinällinen MDR-asetuksen mukaisesti.	Kyllä
Takuu	24 kuukauden materiaali- ja valmistusvirhetakuu
Kosteuden- ja eritteiden kestävät pinnat	Kyllä
Helppo puhdistettava, kestää desinfiointiaineita	Kyllä
Pyörät	Lukittavat, Ø 100 mm tuplapyörät
Törmäyssuojat	Kyllä
Käsiohjain	Kyllä, käsiohjaimelle pidike
Sähköiset säädöt	Kyllä
Patja ja verhoilu	Patjan paksuus 14 cm. Verhoilu ohutta ja kestäväää PU-materiaalia. Kestää: verta, virtsaa, öljyä, rasvaa ja desinfiointiaineita
Trendelenburgin-asento	Kyllä, pikatoiminto
Suurin sallittu kuorma	180 tai 225 kg
Kokonaispituus	2160 mm
Kokonaisleveys	950 mm
Istuimen leveys	605 mm
Korkeudensäätöalue	530–970 mm (suurin sallittu kuorma 180 kg) 530–890 mm (suurin sallittu kuorma 225 kg)
Jalkatuen säätöalue	160 mm

Varusteet

Vakiovarusteisiin kuuluu:

- Paperirullateline
- Niskatyyny korkeussäädöllä
- Jalkatuki
- Yksittäislukittavat pyörät

Lisävarusteet:

Tarvikekori selkänojan taakse

Akkuvaraus

Korkeussäädettävä sivupöytä


Infuusioteline, 4 koukkua

Pyörien keskuslukitusjärjestelmä

Potentiaalintasauspistoke




Verhoilun värit




Color 01



Color 03



Color 05



Color 06




Color 07



Color 08



Color 09



Color 10



Color 11



Color 12



Color 14



Color 16



Color 17



Color 18




Color 19



Color 20



Color 21



Color 22



Color 23



Color 24