

**Violetta**

## Kokoontaitettava tippateline

Kokoontaitettava tippateline esimerkiksi kotisairaalaan. CE-merkitty lääkinällinen laite.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- Kevyt alumiinirakenne
- Korkeussäädettävä teleskooppivarsi
- Kokoontaitettava viisijalkainen jalusta
- Kevyesti rullaavat 75 mm vakiopyörät
- Kaksi ripustuskoukku
- Pituus kokoontaitettuna noin 89 cm

**Tuotekoodi:** 080-3500-000



Kuvassa teline kokoontaitettuna. Kanto- ja ohjauskahva on lisävaruste.

## Perusversion tekniset tiedot

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Tuotekoodi               | 080-3500-000                                      |
| Vakiomallin väri         | Punainen                                          |
| Rakenne                  | Alumiininen varsi ja jalusta                      |
| Korkeudensäätö           | 89-213 cm                                         |
| Pituus kokoonlaitettuna  | Noin 89 cm                                        |
| Paino                    | 3,45 kg                                           |
| Pyörät                   | Viisi 75 mm vakiopyörää, kaikki jarruttamattomat. |
| Koukkujen enimmäiskuorma | Yhteensä 5 kg tasaisesti jaettuna.                |
| Infuusiopumppu           | Enintään yksi pumppu telineessä.                  |
| CE-merkintä              | MDR:n mukainen                                    |
| Takuu                    | 24 kk                                             |

## Mallivaihtoehdot

| Pyörät                      | Punainen     | Sininen      |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Vakiopyörät                 | 080-3500-000 | 080-3500-100 |
| Vakiopyörät, 2 jarrullista  | 080-3500-001 | 080-3500-101 |
| ESD-pyörät (antistaattiset) | 080-3500-010 | 080-3500-110 |
| ESD-pyörät, 2 jarrullista   | 080-3500-011 | 080-3500-111 |

## Lisävarusteet



Kanto- ja ohjauskahva  
080-3003



Lisäkoukut  
080-3004



Ripustusteline  
080-3005 (2 tasoa)