

WP-1

Näytteenottotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu näytteenottoon
- CE-hyväksytty lääkinällinen laite (MDR)
- Helposti puhdistettava rakenne, joka kestää pesua ja desinfiointia
- Runko: valkoiseksi maalattu teräs tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä
- Säädetävät käsinojat (korkeus/kierto)
- Verhoilulle useita väri vaihtoehtoja. katso seuraava sivu

Tuotekoodi: WP-1



Mitat

Kokonaismitat:

695x640x950 mm (pituus x leveys x korkeus)

Istuimen mitat: 500 x 450 mm

Istuinkorkeus lattiasta: 510 mm

Käsinojien korkeudensäätöalue: 580–930 mm

Verhoilun värit

