

WP-2

Näytteenottotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu näytteenottoon
- CE-hyväksytty lääkinällinen laite (MDR)
- **Korkeussäädettävä**
- Helposti puhdistettava rakenne, joka kestää pesua ja desinfiointia
- Runko: valkoiseksi maalattu teräs tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä
- Säädettävät käsinojat (korkeus/kierto)
- Verhoilulle useita väri vaihtoehtoja, katso seuraava sivu

Tuotekoodi: WP-2



Mitat

Kokonaismitat:

790 x 635 x 870–990 mm (pituus x leveys x korkeus)

Istuimen mitat: 410 x 360 mm

Istuinkorkeuden säätö: 445–565 mm

Selkänojan mitat: 130 x 400 mm

Tarjottimen mitat: 320 x 115 x 17 mm

Verhoilun värit

