



## VITAL Elvytysvaunut

Markkinoiden paras – liikuteltavuus, muunneltavuus  
ja käyttäytyvyys

### Tärkeimmät ominaisuudet

- Erittäin tyytyväiset käyttäjät – perustuu tuotteen laatuun ja räätälöintiin
- Laadukas teräksinen rakenne – kestää käyttöä, ei herkästi rikkoutuvia muoviosia
- Laadukkaat ja isot Tenten pyörät – paras ja hiljaisin liikuteltavuus
- Muunneltavuus – osasto- ja käyttäjäkohtaisesti, ilmainen suunnittelupalvelu
- Kuulalaakeroidut laatikostot – pehmeät ja äänettömät
- Moderni ja tyylikäs ilme – sopii tämän päivän hoitotyöhön

### Miksi MediHealth?

**100 % tyytyväisyystakuu.** Vaunu suunnitellaan osasto- ja käyttäjäkohtaisesti. Käymme yhdessä läpi mitä vaunulta vaaditaan, ja suunnittelijamme mallintavat uudet vaunut. Esittelemme kuvat uusista vaunuista ennen tilausta ja teemme vielä tarvittavat muutokset. Lisävarusteet hinnaston tai sopimuksen mukaan, muut muutokset ja suunnittelupalvelu on ilmainen.

### Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Vetolaatikot	5 vetolaatikkoa irrallisille ISO koreille/laatikoille. Laatikon koko 600x400 mm, etulevyjen korkeus 1x252 mm, 4x124 mm.
Runko	Alumiiniprofiilirunko, teräksinen kansi ja pohjalevy. Hiljainen. Seinät varustettu äänieristetyllä, ei absorboivalla materiaalilla.
Liukukiskot	Teleskooppiset ja kuulalaakeroidut. Aukeaa täysin auki, pysyy kiinni liikuteltaessa. Pehmeä sulkeutumismekanismi, lähes äänetön.
Pyörät	Erittäin laadukkaat Tenten koteloidut kaksoispyörät. 2 pyörää lukittavissa ja kaksi antistaattista pyörää. Kulkee suoraan, hiljaisesti ja tasaistesti ilman mutkittelua.
Muunneltavuus	Kyllä, vaunusta voidaan muokata jokaiseen käyttötarkoitukseen soveltuva. Tämä pitää sisällään paitsi lisävarusteet, myös esimerkiksi rakenteelliset muutokset.
Törmäyssuojat	Kyllä.
Lisävarusteiden portaaton korkeus – ja sivuttaissäätö	Kyllä.
Lisävarusteiden paikka valittavissa	Kyllä.
Aseptiset ja likaa hylkivät materiaalit	Kyllä.
Laatikon lukitus	Kyllä, joko yksittäin tai kaikki.
Lisävarustekiskot	Standardimalli. Voidaan kiinnittää myös muiden valmistajien lisävarusteita.
Lisävarusteet	Erittäin laadukkaat, pääasiassa teräksiset. Markkinoiden laajin valikoima.
Väri vaihtoehdot	Kaikki mahdollisia.
Mitat (ilman lisävarusteita ja törmäyssuojia)	670x550x1032 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus).
CE-merkitty	Kyllä.
Takuu	24kk.
Takuuajan jälkeinen huolto ja tuki	Kyllä.

## Lisävarusteet (1/2)

### Teline

Kannettavalle tietokoneelle / taulutietokoneelle. Asennus jokaiseen kulmaan mahdollinen.



### Työntökahva

Korkeussäätö, käsisyys valittavissa.

### Käsihuuhdepuloteline

Useita malleja valittavissa.

### Koukku

Useita malleja valittavissa, voidaan kiinnittää eri kohtiin.

### Viiltojäteastiateline, tarvittaessa astia

Telineestä kaikki mallit, sopii kaikenlaisille astioille. Kallistus säädettävissä.

### Happipuloteline

Useita malleja valittavissa.

### Jätepussiteline

Useita malleja valittavissa.

### Infuusioteline

Korkeussäädöllä, asennus jokaiseen kulmaan mahdollinen.

### Ylähylly/taso


Korkeussäädöllä.

### Lokerikon pystykiskot


Lokerikon korkeus/sivuttaissäätö mahdollinen.

### Lisävarustekiskot

Lisävarusteen korkeus- ja sivuttaissäätö mahdollinen.



## Lisävarusteet (2/2)



# Väripaletti

Perusväripaletti teräkselle, alumiinille ja kalusteiden osille

**Myös muut värit saatavilla ilman lisäkustannuksia**



# Yhteys

## Projektipäällikkö

Joona Virpi  
joona.virpi@medihealth.fi  
044 2382 832

## Asiakaspalvelu

info@medihealth.fi  
tilaukset@medihealth.fi

## Yhteystiedot

MediHealth Oy  
Haaransuontie 10  
90240 Oulu