

FoZa Multi

Monitoiminen hoitotuoli

Tärkeimmät ominaisuudet

- Monitoimituoli, joka mahdollistaa potilaan mukavuuden ja henkilökunnan turvallisen työskentelyn toimenpiteen aikana.
- Kestää hyvin UV-säteilyä, mekaanista kulutusta, sekä desinfiointi- ja puhdistusaineita
- Saumattomat verhoilut
- Useita eri väri vaihtoehtoja
- Monipuoliset säätö-ominaisuudet, pikatoiminto trendelenburg-asentoon
- Niskatuki vakiovarusteena
- Keskuslukitusjärjestelmä vakiovarusteena
- CE-merkitty lääkinällinen laite (MDR luokka 1)



Kokonaispituus, mm	2160
Kokonaisleveys, mm	950
Istuimen leveys, mm	605
Korkeuden säätöalue, mm	530–970
Selkänöjan segmentin säätö, °	75°
Trendelenburgin asento, °	– 15° ± 2°
Varren segmentin säätö, °	– 30°
Käsinojien säätö, °	– 20° - 60°
Jalkatuen säätöalue	160 mm
Tuplapyörät, molemmat lukittavissa	Ø 100
Suurin sallittu kuorma, kg	180
Käyttöaika	10 vuotta
Monitoiminen kaukosäädin	kyllä
Trendelenburg-asento saadaan painamalla yhtä punaista painiketta	kyllä
Kaukosäädintoiminnon lukitseminen	kyllä
Istuimen lähtöasento saavutetaan painamalla yhtä kaukosäätimen merkittyä painiketta.	kyllä
Ohjelmoitava suosikkiasentotoiminto painamalla yhtä merkittyä painiketta kaukosäätimessä	kyllä
Istuinsegmenttien täysin synkroninen säätö	kyllä
Irrotettavat käsinojat helposti ilman työkaluja	kyllä
Kertakäyttölakanateline vakiona	kyllä
Kaukosäätimen pidike istuimen molemmilla puolilla (käsinojissa) vakiona	kyllä
Vakiona selkäosan niskatuki	kyllä
Keskuslukitusjärjestelmä	kyllä

