

INFUSIOTELINE VIOLETTA PUNAINEN, VAKIOPYÖRÄT

Vakiomalli, väri punainen, 75 mm vakiopyörät, ilman kahvoja (lisävaruste).

Violettasta sanottua:

"Annan heille arvosanan MVG eli kymmenen pistettä kymmenestä mahdollisesta! Meillä on vähän varastotilaa. Ongelma, että varastossa on tippatelineitä, joihin helposti kompastuu, on kadonnut kokonaan!" // Hoitajat LIVA:ssa, Astrid Lindgrenin lastensairaala, Karolinska Solnassa

"Helppo käsitellä ja kätevä henkilökunnalle ja potilaille. Yksinkertainen, kevyt ja hyvä. Helppo taittaa kokoon ja ottaa mukaan." // Marie Roth, sairaanhoitaja AVH-tiimi, Kungälvin sairaala

"Me olemme toiminnassa erittäin tyytyväisiä Violettaan. Se on helppo viedä potilaan luo ja vie vähän tilaa varastoitaessa. Violetta on myös osoittautunut erittäin vakaaksi, kun potilas on käyttänyt sitä itse." // Kerstin Dribe Hoitoyksikön johtaja Capio ASIH Dalen

.....



CE-sertifioitu

CE-sertifioitu MDR:n mukaisesti.

Teleskooppimalli alumiinista, täydellinen kotihoitoon ja tehokkaaseen varastointiin sairaalassa.

Violetta on tilaa säästävä infusioteline. 0,5 m²:n tilaan mahtuu jopa 16 Violetta-telinettä!

Ja tila on rahaa.

Kotihoito

Koska Violetta on erittäin helppo kantaa ja kätevä ottaa mukaan, se on suuri apu ASIH:n ja muiden kotihoidon työntekijöille.

Ei enää hankalaa raskaiden ja suurten infusiotelineiden käsittelyä autoon ja autosta ulos sekä portaiden nousemista.

Säilytys

Violettan ansiosta sinun ei tarvitse käyttää tilaa vieviä infusiotelineitä, jotka vievät tärkeää säilytystilaa. Ripustamalla säilytysvälineet alle neliömetrin lattiapinta-alalle vapautuu lattiatailaa, mikä helpottaa myös siivousta. Violetta voidaan ripustaa säilytysvälineisiin koukkujen avulla, enintään 16 Violetta-laitetta täysikokoiselle telineellemme tai 8 Violetta-laitetta puolikokoiselle telineellemme.



Tiet

Tuotenumero: 080-3500-000

Pituus pystyssä: Enintään 213 cm. Vähintään 89 cm. Pituus kokoonaitettuna: Noin 89 cm

Paino: 3,45 kg

Enimmäiskuormitus: 5 kg koukuissa tasaisesti jakautuneena. Enintään yksi pumppu jalustalla.

Ripustettavan säilytyksen ansiosta Violetta on myös suuri apu sairaaloiden, terveysasemien ja muiden hoitolaistosten tilojen suunnittelussa.

Väri

Violetta on saatavana punaisena ja sinisenä. Tippapussin koukut ovat nykyään aina mustia. Myös lisävarusteet Kahva (080-3003) ja lisäkoukut (080-3004) ovat mustia.

Pyörät

Helppokulkuiset, hiljaiset ja vakaat 75 mm:n pyörät. Tässä mallissa kaikki pyörät ovat jarruttamattomat. Saatavana on myös malleja, joissa kahdessa viidestä pyörästä on jarrut (080-3500-001), ESD-pyörät (antistaattiset, 080-3500-010) sekä ESD-pyörät, joissa kahdessa viidestä on jarrut (080-3500-011).

Kahva

Lisävaruste Irrotettava, yhdistetty kantokahva ja ohjaukahva.

Koukut

Tippapussin ripustamiseen sekä telineen ripustamiseen varastointia varten. Koukut mahdollistavat yhden tai

useampaa infuusiotelinettä koukkuun tai kaappiin/vaatekaappiin. Lisävarusteena on saatavana ylimääräinen kaksoiskoukku, jolloin infuusiotelineessä on yhteensä neljä koukkuja.

Jalka

Viisijalkainen alumiinijalka, kokoontaitettava.

Teline

Alumiinia.

Tilaus/Tarjous

Paina painiketta "Lisää ostoskoriin/tarjouskoriin", jos haluat tilata tuotteen tai pyytää tarjouksen. Valinta tilauksen tai tarjouksen välillä tehdään seuraavassa vaiheessa. Tilaus rekisteröidään prosessissa antamiesi laskutus- ja toimitusosoitteiden perusteella. Lähetämme sinulle sitten vahvistuksen sähköpostitse. Jos haluat sen sijaan tarjouksen, se lähetetään sinulle täysin ilmaiseksi sähköpostitse, yleensä samana arkipäivänä. Tarjouksen voi hyväksyä tai hylätä. Verkkosivuston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.