



	Käsinoja:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
Tuotenro	Kuvaus							
10-181	Tasainen comfort-pehmuste					x	x	
10-182	Kaareva comfort-pehmuste					x	x	
10-381	Tasainen muotoiltu pehmuste	x		x	x			x
10-381-H	Tasainen comfort-pehmuste	x		x	x			x
10-382	Kaareva muotoiltu pehmuste	x		x	x			x
10-382-H	Kaareva comfort-pehmuste 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Kaareva comfort-pehmuste 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Kaareva comfort-pehmuste, lyhyt		x					



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

2020-10-30

Asiakirjan numero: M10-181FI rev.01

Käyttötarkoitus

Pehmuste on tarkoitettu käsinojiin, joilla tuetaan potilaan käsivarsia ja parannetaan potilasmukavuutta leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

Käyttöohjeet

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että pehmuste on puhdas ja ehjä.

Tekniset tiedot

Versio	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (K x L x P)	Paino	Materiaali
10-181	Pehmuste	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Pehmuste	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Pehmuste	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuretaani
10-381-H	Pehmuste	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Pehmuste	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuretaani
10-382-H	Pehmuste	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Pehmuste	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Pehmuste	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se

medi⁺
HEALTH

Tilaukset: tilaukset@medihealth.fi Tiedustelut: info@medihealth.fi
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, www.medihealth.fi