

## Osastovaunu

**Saatavilla kaksi versiota:** ruostumattomasta teräksestä tai maalatusta teräksestä. Molemmissa hyllyjen korkeutta voidaan säätää vapaasti.

- 3kpl korihyllyjä, koko 655x405x90 mm.
- 75 mm pyörät, joissa kahdessa jarrut. Pyörät galvanoidussa kotelossa.
- Työntökahva.
- Korkeus lattiasta ylimmän korihyllyn yläreunaan 805 mm.
- Kokonaismitat: 840x430x880 mm.

Tuotekoodi ruostumaton teräs: WK1-03-3K(90)-66-KO-K5

Tuotekoodi maalattu teräs: WK1-03-3K(90)-66-ST-K5

