

## Aquila

# Siirrettävät hoitotarvikekaapit

### Tärkeimmät ominaisuudet

- Suunniteltu vaatimaan terveydenhuollon käyttöön
- Alumiini / teräsrakenne
- Helppo puhdistaa ja desinfioida
- Saatavilla useita laatikko-, kori- ja hyllyvaihtoehtoja
- Saatavilla eri kokoja (kts. esitteen kaksi viimeistä sivua)
- Saatavilla lasiovilla, umpiovilla, rullaovilla ja avonaisena

### ISO4060-standardi

Hoitotarvikekaapin laatikot noudattavat ISO4060-standardia. Tämä on yleisin kokostandardi terveydenhuollossa Suomessa. Standardoitu laatikkokokoko mahdollistaa laatikkojen yhteensopivuuden kaikkien ISO-standardin mukaan valmistettujen säilytysratkaisujen kanssa, vaikka ne tulisivat eri valmistajilta.

Kuvan vaunussa on neljä 600x400x100 mm ISO laatikkoa + kaksi 600x400x200 mm ISO laatikkoa.




## Tekniset tiedot ja ominaisuudet

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO4060 yhteensopiva     | Kyllä.                                                                                                                          |
| Kosteudenkestävät pinnat | Kyllä.                                                                                                                          |
| Helppo puhdistettava     | Kyllä.                                                                                                                          |
| Pyörät                   | Neljä 127 mm läpimitaltaan olevaa pyörää, josta kaksi lukittavissa ja kaksi kääntyvää. Pyörissä jälkiä jättämättömät kumipinnat |
| Törmäyssuojat            | Kyllä.                                                                                                                          |
| Saatavissa lukitus       | Kyllä.                                                                                                                          |
| Rakenne                  | Alumiini / teräsrakenne                                                                                                         |
| Pinnat                   | Alumiinia ja PVC.                                                                                                               |
| Ovet                     | Alumiinirunko, lasiovenna 3,2 mm paksu karkaistu lasi. Lasioven etuna on sen kestävyys; ei harmaannu, kuten pleksi.             |
| Laatikoiden kiskot       | Sivupaneelit, jossa pienet pyörät keventävät raskaiden laatikoiden / hyllytasojen liikuttamista                                 |

## Varustelu

Hoitotarvikekaapit voidaan varustaa käyttäjä- ja osastokohtaisesti:



Saatavissa lisäksi:

- Työntökahva.
- Sivulle kiinnitettävät lisävarustekiskot, joihin voidaan kiinnittää kiskokiinnitteisiä lisävarusteita, esimerkiksi jäteastia.
- Lukitus.
- Kuulalaakeroidut liukukiskot laatikostoon.

## Vaihtoehdot ja tuotekoodit

Saatavilla **viisi eri vakiokorkeutta:**

1. 889 mm
2. 1168 mm
3. 1473 mm
4. 1803 mm
5. 2083 mm

Huom! Kaikkia vakiomittoja mahdollista räätälöidä tarpeen mukaan.



Saatavilla myös leveät mallit. Kysy näistä asiantuntijoiltamme!



Kahdella laatikkorivillä



Kolmella laatikkorivillä

## Lasiovet

**Tuotekoodi**      **Kuvaus**

**MS-CRT-2.0-C-GD** / Hoitotarvikekaappi lasiovilla – **660 × 457 × 889 mm (L × S × K)**

**MS-CRT-3.0-C-GD** / Hoitotarvikekaappi lasiovilla – **660 × 457 × 1 168 mm**

**MS-CRT-4.0-C-GD** / Hoitotarvikekaappi lasiovilla – **660 × 457 × 1 473 mm**

**MS-CRT-5.0-C-GD** / Hoitotarvikekaappi lasiovilla – **660 × 457 × 1 803 mm**

**MS-CRT-6.0-C-GD** / Hoitotarvikekaappi lasiovilla – **686 × 457 × 2 083 mm**

## Rullaovet

**Tuotekoodi**      **Kuvaus**

**MS-CRT-2.0-C-RD** / Hoitotarvikekaappi rullaovilla – **660 × 457 × 889 mm (L × S × K)**

**MS-CRT-3.0-C-RD** / Hoitotarvikekaappi rullaovilla – **660 × 457 × 1 168 mm**

**MS-CRT-4.0-C-RD** / Hoitotarvikekaappi rullaovilla – **660 × 457 × 1 473 mm**

**MS-CRT-5.0-C-RD** / Hoitotarvikekaappi rullaovilla – **660 × 457 × 1 803 mm**

**MS-CRT-6.0-C-RD** / Hoitotarvikekaappi rullaovilla – **686 × 457 × 2 083 mm**

## Umpiovet

**Tuotekoodi**      **Kuvaus**

**MS-CRT-2.0-C-SD** / Hoitotarvikekaappi umpiovilla – **660 × 457 × 889 mm (L × S × K)**

**MS-CRT-3.0-C-SD** / Hoitotarvikekaappi umpiovilla – **660 × 457 × 1 168 mm**

**MS-CRT-4.0-C-SD** / Hoitotarvikekaappi umpiovilla – **660 × 457 × 1 473 mm**

**MS-CRT-5.0-C-SD** / Hoitotarvikekaappi umpiovilla – **660 × 457 × 1 803 mm**

**MS-CRT-6.0-C-SD** / Hoitotarvikekaappi umpiovilla – **686 × 457 × 2 083 mm**

## Ilman ovia / avoin

| Tuotekoodi | Kuvaus |
|------------|--------|
|------------|--------|

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>MS-CRT-2.0-C-ND</b> | / Hoitotarvikekaappi ilman ovia – <b>660 × 457 × 889 mm (L × S × K)</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MS-CRT-3.0-C-ND</b> | / Hoitotarvikekaappi ilman ovia – <b>660 × 457 × 1 168 mm</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MS-CRT-4.0-C-ND</b> | / Hoitotarvikekaappi ilman ovia – <b>660 × 457 × 1 473 mm</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MS-CRT-5.0-C-ND</b> | / Hoitotarvikekaappi ilman ovia – <b>660 × 457 × 1 803 mm</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>MS-CRT-6.0-C-ND</b> | / Hoitotarvikekaappi ilman ovia – <b>686 × 457 × 2 083 mm</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|